# 实验报告 磁力摆

少年班学院 马天开 PB21000030 (5号)

2022年5月29日

## 1 实验目的

理解小磁针在地磁场中运动的特征,掌握测量局部 **4** 地磁场的方法。设计试验方案测量磁力摆的磁矩和转动 惯量,掌握两小磁针耦合运动规律。

技能方面,掌握基本的电磁学实验技能和电学仪器 的使用,锻炼运用刚体力学和电磁学知识,通过变形物 理公式,培养数据处理能力。

# 2 实验器材

高灵敏度特斯拉计(量程: 0-300mT,  $\Delta=0.01mT$ )、Helmholtz 线圈、磁力摆两个、直流电源,质量相同的配重螺母两个、米尺、秒表。

高灵敏度特斯拉计精度: 0.01mT, 米尺精度:  $\Delta=0.1cm$ , 秒表精度:  $\Delta=0.01s$ 

# 3 实验原理

#### 3.1 磁力摆的运动

当磁力摆偏离平衡位置角度小于  $\theta \leq 5^{\circ}$  时,磁力摆的运动方程为:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{mB}{J}\theta\tag{1}$$

其中,m为磁力摆的磁矩,J为磁力摆的转动惯量,B为所在位置磁感应强度。

上面的方程是简谐运动方程,一般解的周期计算 为:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mB}} \tag{2}$$

#### 3.2 Helmholtz 线圈

Helmholtz 线圈是一对彼此平行且连通的共轴圆形线圈组,每组 N 匝,电流方向一致。当线圈之间的距离 a 恰好等于圆形线圈的半径 R 时,两线圈中点附近的磁场近似于均匀磁场,磁感应强度为:

$$B_I = (\frac{4}{5})^{3/2} \frac{\mu_0 I}{R} = kI \tag{3}$$

#### 3.3 两小磁针的耦合运动

当两个小磁针悬挂在相同高度,同向耦合和反向耦合时,震动周期之间存在如下关系:

$$\ln(\frac{1}{2} | \omega^2 + \omega^{*^2} |) = -\beta \ln L + \ln(\alpha \cdot m^2)$$
 (4)

# 4 实验方法

- Helmholtz 线圈参数的测量: 打开各仪器电源,首 先将特斯拉计调零。打开电源,设置输出电压为 U = 30V,逐渐调整电流 I 的大小,(I < 1A),将特 斯拉计测量端放置在垂直于磁感线的方向上。记录 I - B 值的大小。(共8组)
- 测量局部地磁场水平分量的大小: 首先确定通入电流后线圈产生的磁场方向和地磁场方向平行,方法如下: 在未通电的情况下,悬挂一小磁针。此时小磁针所指方向为地磁场的水平分量方向。以此方向平行放置 Helmholtz 线圈,此时调整线圈中通入电流大小,若随着电流增大,摆动周期逐渐减小,说明线圈摆放方向与地磁场方向相同。相反的表现是: 随着电流增大,摆动周期先增大后减小(反映叠加磁场从变弱到变强)。控制电流大小 I < 0.1A,随着电流变化,记录磁针摆动周期的变化(100次)。</p>
- 测量转动惯量及磁矩: 调整电流大小 I = 0.02A, 测量磁针摆动周期 (100 次), 并测量螺帽到悬线长度。
- 地磁场中耦合现象的观察:将两个小磁针同高度 悬挂,分别令他们同向耦合、反向耦合,记录他们 的摆动周期(ω和ω\*)。同时和小磁针单独运动 的周期对比,比较三者关系。
- 地磁场中耦合磁针运动的测量: 将两个小磁针同 高度悬挂,分别测量同相位周期  $\omega$  和反相位周期  $\omega^*$ ,记录两者随着磁针间水平距离 L 之间的变化。

## 5 实验数据

## 5.1 线圈参数的测量

(U = 30V)

I/A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
B/mT	0.47	0.91	1.37	1.83	2.29
I/A	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
B/mT	2.76	3.23	3.71	4.17	4.64

## 5.2 测量局部地磁场水平分量的大小

(U = 30V)

I/A	$100T_{1}/s$	$100T_{2}/s$	$100T_3/s$
0.01	67.13	67.14	67.32
0.015	60.32	59.44	58.82
0.02	54.07	53.35	55.77
0.025	49.40	48.75	48.54
0.03	46.76	45.29	45.17
0.035	43.90	42.79	42.46
0.04	40.60	40.10	40.56
0.045	38.19	38.29	37.68

## 5.3 测量转动惯量及磁矩

(U = 30V, I = 0.02A)

$100\mathrm{T/s}$	74.00	73.54	73.42
d/cm	5.60	5.61	5.60

### 5.4 地磁场中耦合现象的观察

$100\omega_0/s$	107.28	107.03	107.23
$100\omega/s$	65.88	65.57	65.63
$100\omega^*/s$	102.48	104.75	103.46


#### 5.5 地磁场中耦合磁针运动的测量

L/cm	$100\omega/s$	$100\omega^*/s$
23.5	80.19	92.46
25.0	83.70	97.34
26.5	84.03	98.39
28.0	91.93	102.60
29.5	93.23	103.46
31.0	94.00	105.27

# 6 数据处理

#### 6.1 线圈参数的测量

对 I-B 进行线性拟合,得到:



$$\begin{cases} B = 4.65 \cdot I - 0.02 \\ S_{\kappa} = \kappa \cdot \sqrt{\frac{\frac{1}{R^2} - 1}{n - 2}} = 1.471 \times 10^{-2} \end{cases}$$
 (5)


$$\begin{cases} u_{A\kappa} = S_{\kappa} \times t_{p} = 0.15mT/A \\ \therefore \kappa = 4.65 \pm 0.15mT/A \end{cases}$$
 (6)

#### 6.2 测量局部地磁场水平分量的大小

利用公式2,并计算到地磁场,得到:

$$I = \frac{1}{\kappa} \left( \frac{2\pi J}{m} \cdot \frac{1}{T^2} - B_0 \right) \tag{7}$$

对  $\frac{1}{T^2} - I$  进行线性拟合,得到:



$$\begin{cases} B_0 = \kappa \cdot b = 27.98mT \\ U_{B_0}/B_0 = \sqrt{(U_{\kappa}/\kappa)^2 + (U_b/b)^2} = 0.23mT \end{cases} \tag{8}$$

$$\therefore B_0 = 27.98 \pm 0.23mT \tag{9}$$

## 6.3 测量转动惯量及磁矩

对公式 <sup>2</sup> , 考虑到转动惯量的变化, 符合以下两个公式:

$$\begin{cases} J_0 = (\frac{T_0}{2\pi})^2 \cdot mB \\ J_0 + \frac{1}{2}m_0 d^2 = (\frac{T}{2\pi})^2 \cdot mB \end{cases}$$
 (10)

因此有,

$$m = \frac{2\pi^2 m_0 d^2}{(T^2 - T_0^2) \cdot B} \tag{11}$$

同时, 计算不确定度为:

$$\begin{split} (U_m/m)^2 &= (U_{m_0}/m_0)^2 + (U_d/d)^2 + 2(U_T/T)^2 \\ &\quad + 2(U_{T_0}/T_0)^2 + (U_B/B)^2 \end{split} \tag{12}$$

计算得到:

$$m = 1.75 \pm 0.14 A \cdot m^2$$
 
$$J_0 = 1.19 \pm 0.05 kg \cdot m^2$$


## 6.4 地磁场中耦合现象的观察

根据测量结果:

$$\omega < \omega^* < \omega_0 \tag{14}$$

#### 6.5 地磁场中耦合磁针运动的测量

对  $\ln L - \ln(\frac{1}{2} \mid \omega^2 + \omega^{*^2} \mid)$  进行线性拟合,得到:



因此计算出  $\beta = -1.057, \alpha = 88.037$ 

# 7 实验结论

# 7.1 结果

见数据处理部分。

## (13) 7.2 思考题

如何利用作图法或最小二乘法求得局部地磁场的 水平分量?

附加磁场的强度,随电流增强成线性变化,因此 测算周期零点的周期,便可得到地磁场的水平分 量

• 如何说明两小磁针耦合运动"拍频"与那些物理量有关?

与外加磁场、距离、小磁针的磁矩相关。